

ПАСПОРТ

Аккумулятор литий-ионный XWE2406

Данный паспорт предназначен для описания продукта, его характеристик и производительности, применяемых к перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батарее для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 140.

Технические характеристики

Напряжение	25,2 В
Емкость	6,0 А/ч
Номинальная мощность	151,2 Вт/ч
Предельная величина напряжения заряда	29,4 В
Максимально допустимый ток заряда	2,8 А
Стандартный ток разряда	1,12 А
Критическое разрядное напряжение	17,5 В
Оптимальная рабочая температура	заряд от 0°C до 45°C/ разряд от -20°C до 60°C/ хранение 15°C до 25°C
Максимально допустимый ток разряда	16,8 А
Количество ячеек	14
Материал корпуса	пластик
Вес	1,45 кг

* Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Гарантийное обслуживание

Модель	Аккумулятор литий-ионный XWE2406
Гарантийный срок	6 месяцев
Производитель	«Гуанчжоу Топмеди Ко., Лтд.»
Страна происхождения	Китай
Регистрационный номер декларации о соответствии	РОСС RU Д-CN.PA01.B.01357/26
По заказу	ООО «Реамед»
Адрес	394026, Российская Федерация, Воронежская обл., город Воронеж, Московский проспект, дом 11
Веб-сайт	ortonica.ru
E-mail	service@ortonica.ru

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону 8-800-707-44-52



Предупреждение

Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, например, сильному нагреву или воздействию прямых солнечных лучей.

Не погружайте аккумулятор в воду и избегайте попадания влаги.

Не разбирайте аккумулятор.



Информация

Применение АКБ: коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 140 (1*6 Ah).

Размеры, мм

Длина	285
Ширина	200
Высота (макс.)	50