

# ПАСПОРТ

## Аккумулятор для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 610

Данный паспорт предназначен для описания продукта, его характеристик и производительности, применяемым к перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батарее для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 610.



### Технические характеристики

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Напряжение                            | 25,9 В                                                 |
| Емкость                               | 10 Ач                                                  |
| Номинальная мощность                  | 259 Вт                                                 |
| Тип аккумулятора                      | Литий-ионный                                           |
| Предельная величина напряжения заряда | 29.4 В                                                 |
| Максимально допустимый ток заряда     | 5 А                                                    |
| Стандартный ток разряда               | 2 А                                                    |
| Критическое разрядное напряжение      | 17.5 В                                                 |
| Вес                                   | 2±0.05 кг                                              |
| Модель ячеек                          | INR 18650-26E                                          |
| Оптимальная рабочая температура       | заряд 10~30°C,<br>разряд -10~40°C,<br>хранение 10~25°C |
| Стандартный ток заряда                | 2 А                                                    |
| Стандартный ток отсечки               | 200 мА                                                 |
| Максимально допустимый ток разряда    | 20 А                                                   |
| Количество ячеек                      | 28 шт                                                  |
| Емкость ячеек                         | 2600 мАч                                               |
| Материал корпуса                      | Пластик                                                |

### Гарантийное обслуживание

|                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                          | Аккумулятор для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 610                    |
| Гарантийный срок                                | 6 месяцев                                                                                  |
| Производитель                                   | «Guangzhou Topmedi Co., Ltd»                                                               |
| Страна происхождения                            | Китай                                                                                      |
| Регистрационный номер декларации о соответствии | РОСС RU Д-CN.PA01.B.18573/25                                                               |
| По заказу                                       | ООО «Реамед»                                                                               |
| Адрес                                           | 394026, Российская Федерация, Воронежская обл., город Воронеж, Московский проспект, дом 11 |
| Веб-сайт                                        | ortonica.ru                                                                                |
| E-mail                                          | service@ortonica.ru                                                                        |



### Предупреждение

Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, например, сильному нагреву или воздействию прямых солнечных лучей. Не погружайте аккумулятор в воду и избегайте попадания влаги.

Не разбирайте аккумулятор.



### Информация

**Применение АКБ:** коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 610.

Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

#### Размеры, мм

|        |           |
|--------|-----------|
| Длина  | 255 ±2 мм |
| Ширина | 176±2 мм  |
| Высота | 50 ±2 мм  |

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону 8-800-707-44-52