

паспорт

Аккумулятор литий-ионный D007 GB31241-2014 (24v 12Ah)

Данный паспорт предназначен для описания продукта, его характеристик и производительности, применяемым к перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батарее для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 650* (*только для колясок до 2023 года).

Технические характеристики

Номинальное напряжение	24 В
Емкость	12 Ач
Номинальная емкость	288 Вч
Вес	4 кг ± 3%
Зарядное напряжение/режим разрядки	29,4 В
Холостое напряжение	≥29.4В
Внутреннее сопротивление	≤400мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -20°C до +60°C заряд: от 0°C до +45°C Температура: от -20°C до +50°C
Полный цикл	≥8Ач

* Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.



Применение АКБ: коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 650 (*только для колясок до 2023 года).

Размеры, мм

Длина	260 мм
Ширина	45 мм
Высота (макс.)	170 мм

Предупреждение

Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, например, сильному нагреву или воздействию прямых солнечных лучей. Не погружайте аккумулятор в воду и избегайте попадания влаги.

Информация

Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Не разбирайте аккумулятор.

Гарантийное обслуживание

Модель	Аккумулятор литий-ионный D007 GB31241-2014 (24v12Ah)
Гарантийный срок	6 месяцев
Производитель	«DONGGUAN BOBEISI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD»
Страна происхождения	Китай
По заказу	ООО «Реамед»
Адрес	394026, Российская Федерация, Воронежская обл., город Воронеж, Московский проспект, дом 11
Веб-сайт	ortonica.ru
E-mail	service@ortonica.ru

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону 8-800-707-44-52