

ПАСПОРТ

Аккумулятор для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica **Pulse 650**

Данный паспорт предназначен для описания продукта, его характеристик и производительности, применяемых к перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батарее для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 650.



Технические характеристики

Напряжение	24 В
Емкость	12 Ач
Номинальная мощность	288 Вт
Предельная величина напряжения заряда	29.4 В
Максимально допустимый ток заряда	6 А
Стандартный ток разряда	6 А
Критическое разрядное напряжение	21 В
Вес	2.04 кг
Модель ячеек	18650
Оптимальная рабочая температура (заряд, разряд, хранение)	заряд 0°C~45°C разряд -20°C~55°C хранение -10°C~35°C
Стандартный ток заряда	3000 mA
Стандартный ток отсечки	600 mA
Максимально допустимый ток разряда	12 А
Количество ячеек	35 pcs
Емкость ячеек	2500 mAh



Предупреждение

Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, например, сильному нагреву или воздействию прямых солнечных лучей. Не погружайте аккумулятор в воду и избегайте попадания влаги.

Не разбирайте аккумулятор.



Информация

Применение АКБ: коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 650.

Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм

Длина	180 ±2 мм
Ширина	83 ±2 мм
Высота	140±2 мм

Гарантийное обслуживание

Модель	Аккумулятор для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 650
Гарантийный срок	6 месяцев
Производитель	SUZHOU HUAQIAN CONTEMPORARY ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
Страна происхождения	Китай
По заказу	ООО «Реамед»
Адрес	394026, Российская Федерация, Воронежская обл., город Воронеж, Московский проспект, дом 11
Веб-сайт	ortonica.ru
E-mail	service@ortonica.ru

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону 8-800-707-44-52