



паспорт Аккумулятор WBR EVX12500S (12v/50Ah)

Данный паспорт предназначен для описания продукта, его характеристик и производительности, применяемым к перезаряжаемой свинцово-кислотной аккумуляторной батарее WBR (12v/50Ah).

Технические характеристики

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	50 Ач
Номинальная емкость	600 Вч
Вес $\pm 3\%$	15,06 кг
Максимальный ток разряда (5 сек)	600 А
Внутреннее сопротивление	5,0 мОм
Напряжение подзаряда	13,5 - 13,8 В при 25°C (температурная компенсация -3мВ/°С/Эл.)
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°C до +60°C заряд: от -20°C до +60°C Температура: от -40°C до +60°C
Оптимальная рабочая температура	25°C
Максимальный ток заряда	15 А
Напряжение заряда (циклический режим)	14,4 - 15,0 В при 25°C (температурная компенсация -5мВ/°С/Эл.)


* Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.



Применение АКБ: коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 210, 250, 270, 310, 330, 340, 350, 370, 380, 390 .

Размеры, мм

Длина	199 ± 3 мм
Ширина	166 ± 3 мм
Высота (макс.)	171 ± 3 мм



Предупреждение


Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, например, сильному нагреву или воздействию прямых солнечных лучей. Не погружайте аккумулятор в воду и избегайте попадания влаги.

Информация

Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Не разбирайте аккумулятор.

Разрядные характеристики



Гарантийное обслуживание

Модель	Аккумулятор WBR EVX12500S (12v/50Ah)
Гарантийный срок	6 месяцев
Производитель	«LE LONG VIETNAM CO., LTD»
Страна происхождения	Вьетнам
Регистрационный номер декларации о соответствии	РОСС RU Д-VN.PA01.B.24438/25
По заказу	ООО «Реамед»
Адрес	394026, Российская Федерация, Воронежская обл., город Воронеж, Московский проспект, дом 11
Веб-сайт	ortonica.ru
E-mail	service@ortonica.ru

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону 8-800-707-44-52