

ПАСПОРТ

Аккумулятор для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica **Pulse 690**

Данный паспорт предназначен для описания продукта, его характеристик и производительности, применяемым к перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батарее для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 690.

Технические характеристики

Напряжение	24 В
Емкость	12 Ач
Номинальная мощность	288 Вт
Предельная величина напряжения заряда	29.4V±0.2 V
Максимально допустимый ток заряда	≤5 A
Стандартный ток разряда	6.5 A
Критическое разрядное напряжение	≥19.6 V
Вес	2.5 kg±5%
Модель ячеек	18650
Оптимальная рабочая температура	заряд: 0~+55°C разряд: -20~+60°C хранение при влажности 65%: -20~+60°C ≤ 1 месяц, -20~+45°C ≤ 3 месяца, -5~+25°C ≤ 6 месяцев
Стандартный ток заряда	2.5 A
Стандартный ток отсечки	250 mA
Максимально допустимый ток разряда	20 A
Количество ячеек	35 pcs
Емкость ячеек	2600 mAh
Материал корпуса	Пластик

Гарантийное обслуживание

Модель	Аккумулятор для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 690
Гарантийный срок	6 месяцев
Производитель	Anhui Chaoli Electronic Technology Co., Ltd
Страна происхождения	Китай
Регистрационный номер декларации о соответствии	РОСС RU Д-CN.PA01.B.01363/26
По заказу	ООО «Реамед»
Адрес	394026, Российская Федерация, Воронежская обл., город Воронеж, Московский проспект, дом 11
Веб-сайт	ortonica.ru
E-mail	service@ortonica.ru



Предупреждение

Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, например, сильному нагреву или воздействию прямых солнечных лучей. Не погружайте аккумулятор в воду и избегайте попадания влаги.

Не разбирайте аккумулятор.



Информация

Применение АКБ: коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 690.

Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм

Длина	225 ±2 мм
Ширина	180 ±2 мм
Высота	110 ±2 мм

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону 8-800-707-44-52