

ПАСПОРТ

Аккумулятор для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica **Pulse 780**

Данный паспорт предназначен для описания продукта, его характеристик и производительности, применяемым к перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батарее для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 780.



Технические характеристики

Напряжение	24 В
Емкость	15,6 Ач
Номинальная мощность	374,4 Вт
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Предельная величина напряжения заряда	29.4 В
Максимально допустимый ток заряда	7.8 А
Стандартный ток разряда	8.0 А
Критическое разрядное напряжение	17.5 В
Вес	3.02±0.05 кг
Модель ячеек	INR-18650E-2600
Оптимальная рабочая температура	заряд 0~45 °С, разряд -15~60 °С, хранение 0~60 °С
Стандартный ток заряда	4.0 А
Стандартный ток отсечки	0.06 А
Максимально допустимый ток разряда	30 А
Количество ячеек	42 шт
Емкость ячеек	2600 мАч
Материал корпуса	Пластик



Предупреждение

Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, например, сильному нагреву или воздействию прямых солнечных лучей. Не погружайте аккумулятор в воду и избегайте попадания влаги.

Не разбирайте аккумулятор.



Информация

Применение АКБ: коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 780.

Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм

Длина	320 ±2 мм
Ширина	170 ±2 мм
Высота	140 ±2 мм

Гарантийное обслуживание

Модель	Аккумулятор для коляски инвалидной с электроприводом Ortonica Pulse 780
Гарантийный срок	6 месяцев
Производитель	Greenway Technology Co., Ltd
Страна происхождения	Китай
По заказу	ООО «Реамед»
Адрес	394026, Российская Федерация, Воронежская обл., город Воронеж, Московский проспект, дом 11
Веб-сайт	ortonica.ru
E-mail	service@ortonica.ru

По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону 8-800-707-44-52